

MATELAS

# Médiflex



15/17 cm  
épaisseur totale



TECHNOLOGIE MOUSSE



## DESCRIPTION

Mousse polyuréthane **Haute résilience 40 kg/m<sup>3</sup>**, découpé en plots façon gaufrier côté "dormeur" pour la **prévention des escarres, multi-articulée sur l'autre face**

Disponile en **HR55 kg/m<sup>3</sup>** pour patient en surpoids (lit bariatrique)

Housse imperméable en maille **60% polyester** enduite **40% polyuréthane M1** respirabilité **400g/m<sup>2</sup> par 24h**, coloris vert, **150g/m<sup>2</sup>**

Housse amovible par **fermeture à glissière imperméable et inversée** sur une longueur et une largeur sur l'arête inférieure avec **étiquette d'identification** du côté "dormeur". Plus besoin de couvrir la glissière pour garantir une **hygiène parfaite et un nettoyage facile**

Housse lavable **en machine à 90°**, **séchage en machine à tambour autorisé** (jusqu'à 60°), utiliser de **l'eau savonneuse**, de **l'eau de javel très diluée**, proscrire l'utilisation d'éther ou d'adoucissant

Tissu traité **anti-bactérien, anti-fongique** et **anti-acarien**.

Tissu classé **anti-feu M1 permanent**. Mousse HR classée au feu **M4**

Matelas conforme au **GPEM/CP 2005** (norme NF EN 597 parties 1 et 2 - recommandation D1 90 GPEM/CP) et à l'article U23 de janvier 2005. **Classe B**

Résistance à la **compression à 40 %** (kPa) : 3 (40kg/m<sup>3</sup>) ou 3,7 (55kg/m<sup>3</sup>)

Matelas adapté aux **patients ayant un score de Norton ≥ à 14 avec un risque faible ou escarres stade 1**

En option : **coins biseautés**



Mousse intérieure



Confort



Facilité d'entretien



Durabilité



Résistance au feu



Hygiène

