

MATELAS

Top confort plus



15 cm
épaisseur totale

HOUSSE



TECHNOLOGIE MOUSSE
ACCUEIL MÉMOIRE DE FORME



DESCRIPTION

6 cm de mousse à **mémoire de forme de densité 85 kg/m³**, matière hautement performante favorisant une **meilleure répartition des pressions de contact**, s'adaptant à la morphologie du patient et **favorisant la qualité de son sommeil** + 9 cm de **mousse HR40 kg/m³** rainuré sur un côté permettant de s'adapter à **tous types de lits médicalisés**

Mousse sans CFC, sans chlorure de méthylène

Housse imperméable en maille **55% polyester** enduite **45% polyuréthane M1 bi-élastique respirabilité 400g/m² par 24h**, coloris bleu, **205g/m²**

Housse amovible par **fermeture à glissière imperméable et inversée** sur une longueur et une largeur en arête inférieure avec **étiquette d'identification** du côté "dormeur". Plus besoin de couvrir la glissière pour garantir une **hygiène parfaite et un nettoyage facile**

Housse seule disponible à l'achat

Housse lavable **en machine à 90°** (pas plus de 4 fois), **séchage en machine à tambour autorisé** (jusqu'à 60°), utiliser de **l'eau savonneuse**, de **l'eau de javel très diluée**, proscrire l'utilisation d'éther ou d'adoucissant

Tissu traité **anti-bactérien, anti-fongique** et **anti-acarien**.

Tissu classé **anti-feu M1 permanent**. Mousse HR classée au feu **M4**

Matelas conforme au **GPEM/CP 2005** (norme NF EN 597 parties 1 et 2 - recommandation D1 90 GPEM/CP) et à l'article U23 de janvier 2005. **Classe B**

Résistance à la **compression à 40 %** (kPa) : 3,4 (35kg/m³) et 2(MMF)

Matelas adapté aux **patients ayant un score de Norton ≥ à 14 avec un risque faible ou escarres stade 1**

En option : **coins biseautés**



Mousse intérieure

